

CRYOPUSH V3

BY CRYO
NOV



Massage



Intermittent



Froid

Le compagnon idéal pour votre récupération sportive

- 1 Simple, léger et facile d'utilisation
- 2 Packs de froid amovibles et réutilisables
- 3 Réglage de la durée d'utilisation et du niveau de compression
- 4 Transportable et autonome, livré avec batteries rechargeables
- 5 Possibilité de traiter deux zones simultanément



OFFRE STARTER



Module CRYOPUSH
+ 1 Kit au choix

OFFRE DUO



Module CRYOPUSH
+ 2 Kits au choix

Kit Pied/Cheville V3	Kit Épaule V3	Kit Hanche V3	Kit Coude V3	Kit Genou/Cuisse	Kit Genou/Cuisse V3
Code : A02-C-022	Code : A02-C-021	Code : A02-C-011	Code : A02-C-025	Code : A02-C-009	Code : A02-C-020
				Dimensions : 95cm x 33cm 	Dimensions : 81cm x 48cm

CRYONOV

Siège et Agence : 3, Rue de Villebon - 91160 SAULX-LES-CHARTREUX

Email : contact@cryonov.com Site Internet : www.cryonov.com

Désignation	Réf.	PU HT (€)	PU TTC (€)
Kit Pied/Cheville V3 (enveloppe + gel pad)	A02-C-022		
Enveloppe seule Pied/Cheville V3	A02-C-022-01		
Gel pad seul Pied/Cheville V3	A02-C-022-02		

Désignation	Réf.	PU HT (€)	PU TTC (€)
Kit Epaule V3 (enveloppe + gel pad)	A02-C-021		
Enveloppe seule Epaule V3	A02-C-021-01		
Gel pad seul Epaule V3	A02-C-021-02		

Désignation	Réf.	PU HT (€)	PU TTC (€)
Kit Genou/Cuisse (enveloppe + pack de froid) Dimensions : 95cm x 33cm	A02-C-009		
Enveloppe Genou/Cuisse seule	A02-C-009-01		
Pack de froid Genou/Cuisse seul	A02-C-009-02		

Désignation	Réf.	PU HT (€)	PU TTC (€)
Kit Coude V3 (enveloppe + gel pad)	A02-C-025		
Enveloppe seule Coude V3	A02-C-025-01		
Gel pad seul Coude V3	A02-C-025-02		

Désignation	Réf.	PU HT (€)	PU TTC (€)
Kit Hanche V3 (enveloppe + gel pad)	A02-C-023		
Enveloppe seule Hanche V3	A02-C-023-01		
Gel pad seul Hanche V3	A02-C-023-02		

Désignation	Réf.	PU HT (€)	PU TTC (€)
Kit Genou/Cuisse V3 (enveloppe + gel pad) Dimensions : 81cm x 48cm	A02-C-020		
Enveloppe seule Genou/Cuisse V3	A02-C-020-01		
Gel pad seul Genou/Cuisse V3	A02-C-020-02		

TVA 20%

Spécifications

Code Produit (Module Cryopush)	A02-P-001
Tension d'entrée du transformateur	100-240V, 50-60Hz
Tension de sortie du transformateur	12V, 2A
Gamme de compression (en mm Hg)	20, 40, 60, 80 et 100 mm Hg
Durée des cycles	De 10 à 120 minutes par palier(s) de 10 minutes
Batteries incluses et à recharger avant la première utilisation	2 x 2500 mAh
Température d'utilisation	5°C ~ 40°C
Taux d'humidité	10% - 95%
Dimension (Module Cryopush)	19 x 9 x 3 cm
Poids net	360 g

